

**Presentamos una  
manera superior  
de ver el mundo.**



**Transitions®**  
**Signature™ VII**  
con tecnología *Chromea7™*.



**Vea lo mejor de la vida.™**






# Transitions® Signature™ VII

Más **rápidos** ante los rayos UV en más situaciones.



Los lentes **Transitions® Signature™ VII** reemplazan a los Transitions® VI como los mejores lentes para obtener la máxima claridad en interiores y la mejor capacidad de reacción ante los rayos UV en exteriores. Ofrecen total claridad en interiores con el nivel adecuado de tinte en exteriores. Los lentes *Transitions Signature VII*:



**Proporción de preferencia de 2 a 1 sobre los lentes Transitions VI.**

## ¿Qué hace que sean **mejores**?

**Nuestra nueva tecnología**

Tecnología  
**Chromea7™**

**Esta exclusiva formulación de pigmentos** es una verdadera revolución molecular que permite que los lentes sean más rápidos en más condiciones de iluminación a todas las temperaturas. Los lentes *Transitions Signature VII*:

Son **más reactivos** ante la luz indirecta del sol.



**Más reactivos** para oscurecerse aún más en días de calor.



# La oportunidad perfecta para **convertir a usuarios de lentes claros.**

Los usuarios de lentes claros le otorgan una mejor calificación a los lentes Transitions® Signature™ VII.



**8 de 10 usuarios los prefieren a los lentes claros.**

## Pruebas **revolucionarias** para un producto revolucionario.

**Hemos desarrollado los lentes Transitions Signature VII** con una nueva metodología patentada – Life360™ – que representa diversas temperaturas, condiciones climáticas y ubicaciones geográficas.


El resultado son lentes que son más oscuras en una variedad aún más amplia de condiciones.



**Más de 200 condiciones diferentes de la vida real.**



### MEDICIONES DEL MUNDO REAL



**16 % más reactivos en todas las posiciones del usuario**

- De frente al sol, sin sombrero.
- De espaldas al sol, sin sombrero.
- De espaldas al sol, con sombrero.

Permita que la tecnología más avanzada ayude a su paciente a que **Vea lo mejor de la vida™**.

	Lentes Transitions® Signature™ VII	Lentes Transitions® XTRActive®	Lentes Transitions® Vantage™
	Más rápidos, completamente claros en interiores con el nivel adecuado de tinte en exteriores.	Nuestros lentes de uso diario más oscuros proporcionan más activación para protección adicional.	Polarización variable para una visión más nítida y aguda en exteriores.
De uso diario	●	●	●
Claros en interiores	●		
Presentan un leve tinte en interiores		●	●
Oscuros en exteriores	●	●	●
Polarización variable			●
Se activan detrás del parabrisas		●	

### Disponibilidad:

**Los lentes Transitions Signature VII se encuentran disponibles en tinte gris neutro y realista y tinte café que mejora el contraste.**

Tipos de lentes	1.50	1.60	1.67	1.70	1.74	Poly	Trivex®
Terminados visión sencilla	●	●	●			●	●
Semiterminados visión sencilla	●	●	●	●	●	●	●
Progresivos	●	●	●		●	●	●
Multifocales	●						

Visite [TransitionsSignature.com](http://TransitionsSignature.com) para obtener la última información, recursos educativos y disponibilidad sobre los productos.

Transitions, el espiral y XTRActive son marcas registradas y Chromea7, Vea lo mejor de la vida, Transitions Signature y Vantage son marcas comerciales de Transitions Optical, Inc. © 2013 Transitions Optical, Inc. La temperatura, la exposición UV y el material del lente influyen en el desempeño fotosensible y la polarización de los lentes fotosensibles.

S14P006